

Pan-Trimethyllysin (Pan Kme3) Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa

Artikelnummer: CM0000210

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen pan-Trimethyllysin (pan Kme3) für WB- und ELISA-Anwendungen. Zeigt Kreuzreaktivität mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu Epigenetik und posttranslationalen Modifikationen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	pan-Trimethyllysin Kaninchen pAb
Gen-ID (Mensch)	pan Kme3
Immunogen	Synthetisches Peptid mit trimethyliertem K
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
Versand	Eisbeutel