

Pan-Ubiquitin-Remnant-Motiv (K-E-Gg) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa

Artikelnummer: CM0000039

Einführung

Anti-pan-Ubiquitin-Remnant-Motiv (K-ε-GG) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt das ubiquitylierte Motiv in humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für Ubiquitin-Forschung und Assay-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	pan-Ubiquitin-Remnant-Motiv (K-ε-GG) Kaninchen pAb
Immunogen	Synthetisches Peptid, das das ubiquitylierte Motiv (K-ε-GG) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Andere modifizierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
Versand	Eisbeutel