

Par4 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Iz0

Artikelnummer: CM0005789



Einführung

Hochspezifischer PAR4 Kaninchen monoklonaler Antikörper für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit humanem und murinem PAR4, einem pro-apoptotischen Protein für die Krebs- und Neurodegenerationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PAR4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PAR4; Par-4
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5074
Gen-ID	5074
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 241-340 von humanem PAR4 (Q96Iz0) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q96Iz0
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel