

Parg Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q86W56

Artikelnummer: CM0014333



Einführung

Für Western Blot und ELISA validierter PARG-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper. Erkennt humane Poly(ADP-Ribose)-Glykohydrolase, ein Schlüsselenzym in der DNA-Schadensreparatur und ADP-Ribosylierungs-Metabolismus. Vorhergesagtes Molekulargewicht 111 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PARG Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PARG99; PARG
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	8505
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 777-976 von humanem PARG (NP_003622.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q86W56
Protein-Gewicht	111kDa
Versand	Eisbeutel