

Parp10 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q53GI7

Artikelnummer: CM0016292



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PARP10 (ARTD10), validiert für WB und ELISA. Geeignet für Studien zu DNA-Schadensreparatur, ADP-Ribosylierung und GSK3B-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PARP10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ARTD10; PARP10
Spezies	Human
GeneID (human)	84875
GeneID	84875
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-300 von humanem PARP10 (NP_116178.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q53GL7
Proteingewicht	110kDa
Versand	Eistasche