


Parp3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6F1

Artikelnummer: CM0030560



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen PARP3 (ARTD3) für Western Blot, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Nützlich zur Untersuchung von DNA-Reparatur und Mono-ADP-Ribosylierung. Molekulargewicht 60 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PARP3 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	IRT1; ARTD3; ADPRT3; ADPRTL2; ADPRTL3; PADPRT-3; PARP3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10039
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 178-533 von menschlichem PARP3 (NP_005476.4) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y6F1
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eisbeutel