

Pax3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P23760

Artikelnummer: CM0007575



Einführung

Kaninchen monoklonaler Anti-PAX3-Antikörper validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit humanem, Maus- und Ratten-PAX3, einem zentralen Transkriptionsfaktor bei der Neuralleistenentwicklung und Myogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	PAX3 Rabbit mAb
Bemerkungen/Aliase	WS1; WS3; CDHS; HUP2; PAX-3; PAX3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5077
GenID	5077
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 350-450 von humanem PAX3 (NP_852122.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P23760
Proteingewicht	53 kDa
Versand	Eispackung