

Pax4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 043316

Artikelnummer: CM0026928

Einführung

PAX4 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Reagiert mit humanem und Maus-PAX4, einem Transkriptionsfaktor, der für die Entwicklung der pankreatischen Betazellen entscheidend ist. Ideal für die Diabetes- und Differenzierungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PAX4 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	KPD; MODY9; PAX4
Spezies	Human
GeneID (Human)	5078
GeneID	5078
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 50-200 des humanen PAX4 (NP_006184.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	O43316
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Eisbeutel