

Pbxip1 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Aq6

Artikelnummer: CM0024970

Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes PBXIP1 (HPIP), validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA; detektiert humane, murine und Ratten-Zielstrukturen; 81 kDa Protein; ideal für die Erforschung der Transkriptionsregulation und Krebserkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PBXIP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HPIP; PBXIP1
Art	Mensch
Gen-ID	57326 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-190 von humanem PBXIP1 entspricht (NP_065385.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96AQ6
Proteingewicht	81 kDa
Versand	Eisbeutel