

Pcgf3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q3Knv8

Artikelnummer: CM0025988

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PCGF3 (RNF3A), ein Polycomb-Gruppen-Protein, das an Genrepression und Histonmodifikation beteiligt ist. Validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus. Geeignet für epigenetische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PCGF3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RNF3; DONG1; RNF3A; PCGF3
Spezies	Human
GeneID (Human)	10336
GeneID	10336
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-242 von humanem PCGF3 (NP_006306.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q3KNV8
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel