

Pcnp Kaninchen-Pab Für Wb, Elisa - Q8Ww12

Artikelnummer: CM0013258

Einführung

Polyklonaler Antikörper gegen humanes PCNP, ein Kernprotein, das an der Zellzyklusregulation beteiligt ist. Validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Zellzyklusforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PCNP Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	PCNP
Spezies	Human
GeneID (Human)	57092
GeneID	57092
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-178 des humanen PCNP (NP_065090.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q8WW12
Proteingewicht	19 kDa
Versand	Eisbeutel