

Pd-L1/Cd274 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Fc, Elisa, Inhibition - Q9Nzq7

Artikelnummer: CM0003712



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes PD-L1/CD274 (B7-H1), validiert für Durchflusszytometrie, ELISA und Inhibitions-Assays. Rekombinantes Immunogen (aa 1-290), 33 kDa, für die Immun-Checkpoint-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PD-L1/CD274 Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	B7-H, B7H1, PDL1, PD-L1, hPD-L1, PDCD1L1, PDCD1LG1, PD-L1/CD274
Spezies	Human
GeneID (Human)	29126
GeneID	29126
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-290 von humanem PD-L1/CD274 (Q9NZQ7) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC, ELISA, Inhibition
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9NZQ7
Protein-Gewicht	33kDa
Versand	Eistasche