

Pdap1 Kaninchen-Pak Für Wb, If/Icc, Elisa - Q13442

Artikelnummer: CM0028099

Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes PDAP1 (PAP1/HASPP28), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der PDGF-Signalübertragung und der Regulation des Zellwachstums.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDAP1 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	PAP; PAP1; HASPP28; PDAP1
Spezies	Mensch
GenID	11333
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem PDAP1 (NP_055706.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13442
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel