

Pdc Kaninchen Pab - P20941

Artikelnummer: CM0017184

Einführung

Phosducin (PDC) Kaninchen-poliklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Erkennt PDC von Mensch, Maus und Ratte. Rekombinantes Immunogen entsprechend den Aminosäuren 1-246 von humanem PDC. Ideal für Forschung zur visuellen Transduktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDC Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	PHD; MEKA; PhLP; PhLOP; PDC
Art	Mensch
GenID (Mensch)	5132
GenID	5132
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-246 von humanem PDC enthält (NP_002588.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P20941
Proteinmasse	28 kDa
Versand	Eisbeutel