

Pdcd2L Kaninchen Pab Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Brp1

Artikelnummer: CM0029823

Einführung

PDCD2L Kaninchen Poliklonales Antikörper zum Nachweis von humanem, murinem und Ratten-PDCD2L. Geeignet für Western Blot, IHC-P und ELISA. Ideal für Untersuchungen zur Ribosomenbiogenese und uS5-Assemblierungs-Chaperonfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDCD2L Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PDCD2L
Spezies	Mensch
Gen-ID	84306
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-358 von humanem PDCD2L (NP_115722.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BRP1
Proteinmasse	39 kDa
Versand	Eisbeutel