

Pde11A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hcr9

Artikelnummer: CM0023679

Einführung

PDE11A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Zeigt Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung der cAMP/cGMP-Hydrolyse und Signaltransduktion in menschlichen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDE11A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PPNAD2; PDE11A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	50940
Gen-ID	50940
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 712-933 von menschlichem PDE11A (NP_058649.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9HCR9
Proteingewicht	105kDa
Versand	Eisbeutel