


Pde6G Kaninchen Pab Für Wb, If/Icc, Elisa - P18545

Artikelnummer: CM0019535



Einführung

CamelBio liefert PDE6G Kaninchen pAb, ein polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt PDE6G von Mensch, Maus und Ratte, die inhibitorische Untereinheit der Stäbchen-cGMP-Phosphodiesterase, die an der Phototransduktion beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDE6G Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PDEG; RP57; PDE6G
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5148
GenID	5148
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-87 des menschlichen PDE6G (NP_002593.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polykloale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P18545
Proteingewicht	10 kDa
Versand	Eisbeutel