

Pdha2 Kaninchen Polyklonaler Antikörper (Wb, If/Icc, Elisa) - P29803

Artikelnummer: CM0027814

Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches PDHA2 (testisspezifische Pyruvat-Dehydrogenase-Alpha-Untereinheit, 43kDa, SWISS P29803) gerichtet ist. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA mit Reaktivität in Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung des mitochondrialen Stoffwechsels und der Spermatogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDHA2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PDHAL; SPGF70; PDHA2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5161
Gen-ID	5161
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 119-388 von menschlichem PDHA2 (NP_005381.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P29803
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel