

Pdhx Kaninchen Pab Für Wb, Ip, Elisa - 000330

Artikelnummer: CM0027208



Einführung

PDHX Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der für WB, IP und ELISA validiert ist. Er detektiert humanes, murines und ratten PDHX, ein mitochondriales Protein, das entscheidend für die Pyruvatdehydrogenase-Komplex-Assemblierung und den Energiestoffwechsel ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	PDHX Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	E3BP; OPDX; PDX1; proX; DLDBP; PDHXd; PDHX
Spezies	Human
GeneID (Human)	8050
GeneID	8050
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O00330
Protein-Gewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel