

Pdk4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q16654

Artikelnummer: CM0028757



Einführung

Anti-PDK4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blotting, IHC-P und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattes PDK4, eine mitochondriale Kinase, die den Glucose- und Fettsäurestoffwechsel reguliert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDK4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PDK4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5166
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 312-411 von menschlichem PDK4 (NP_002603.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16654
Proteingewicht	46kDa
Versand	Eisbeutel