

Pdk4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16654

Artikelnummer: CM0016813



Einführung

Hochwertiger PDK4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA-Anwendungen. Reagiert mit humanem, murinem und ratten PDK4 (46kDa). Ideal für die Erforschung des Glukose- und Fettsäurestoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDK4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PDK4
Spezies	Human
GeneID (human)	5166
GeneID	5166
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 102-411 von humanem PDK4 entspricht (NP_002603.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q16654
Protein-Gewicht	46kDa
Versand	Eisbeutel