

## Pdxk Rabbit Mab Für Wb, If/Icc, Elisa - O00764

Artikelnummer: CM0011704



### Einführung

PDXK-Kaninchen-Monoklonalantikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreaktivität mit Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung des Vitamin-B6-Stoffwechsels, PLP-abhängiger Enzyme und der Charcot-Marie-Tooth-Krankheit Typ 6C.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PDXK Rabbit mAb                                                                                                                               |
| Bemerkungen/Alias | PKH, PNK, HMSN6C, PRED79, C21orf97, HEL-S-1a, C21orf124                                                                                       |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                        |
| GeneID (human)    | 8566                                                                                                                                          |
| GeneID            | 8566                                                                                                                                          |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 213-312 des humanen PDXK (NP_003672.1) entspricht. |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                                     |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                        |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                             |
| Kreuzreaktivität  | Maus, Ratte                                                                                                                                   |
| SWISS             | O00764                                                                                                                                        |
| Proteingewicht    | 27kDa/32kDa/35kDa                                                                                                                             |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                     |