

Pe-Konjugierter Monoklonaler Anti-Cd94-Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - O54707

Artikelnummer: CM0009437

Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen murines CD94 (Klrd1), validiert für die Durchflusszytometrie. Richtet sich gegen den inhibitorischen NK-Zell-Rezeptor und eignet sich für die Erforschung von Immun-Checkpoints und Immunonkologie. Kreuzreaktiv mit Maus. 21 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen-anti-Maus-CD94-mAb
Bemerkungen/Alias	CD94
Art	Maus
GeneID (Mensch)	3824
GeneID	16643
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 59-179 des murinen CD94 (NP_034784.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	O54707
Proteingewicht	21 kDa
Versand	Kühlakku