

Pe Anti-Human Cd15/Ssea-1 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P22083

Artikelnummer: CM0004915

Einführung

Dieser PE-konjugierte murine monoklonale Antikörper richtet sich spezifisch gegen humanes CD15/SSEA-1 (FUT4), eine Glykosyltransferase, die das Lewis-X-Antigen generiert. Ideal für den Nachweis mittels Durchflusszytometrie (FC). Swiss-Accession: P22083.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Maus anti-Human CD15/SSEA-1 mAk
Bemerkungen/Alias	LeX; CD15; ELFT; FCT3A; FUTIV; SSEA-1; FUC-TIV
Spezies	Human
GenID (Human)	2526
GenID	2526
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P22083
Proteingewicht	59kDa
Versand	Eisbeutel