

Pe Anti-Human Cd171/L1Cam Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P32004

Artikelnummer: CM0011359



Einführung

PE-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD171/L1CAM, validiert für die Durchflusszytometrie. Unterstützt Forschung zu neuraler Zelladhäsion, Hirnentwicklung und L1CAM-assoziierten neurologischen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Human CD171/L1CAM mAb
Bemerkungen/Alias	S10; HSAS; HYCX; MASA; MIC5; SPG1; CAML1; CD171; HSAS1; N-CAML1; NCAM-L1; N-CAM-L1
Spezies	Human
GeneID (Human)	3897
GeneID	3897
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Aminosäuresequenz von 20-1120 des humanen CD171/L1CAM (NP_000416.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P32004
Proteingewicht	140kDa/139kDa
Versand	Eisbeutel