


Pe-Anti-Mensch Cd209/Dc-Sign Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q9Nnx6

Artikelnummer: CM0009717



Einführung

PE-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD209/DC-SIGN, validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet für die Untersuchung der Dendritischen Zellfunktion, Pathogenerkennung und Immunantwort in humanen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Rabbit anti-Human CD209/DC-SIGN mAb
Bemerkungen/Aliase	CDSIGN; CLEC4L; DC-SIGN; DC-SIGN1; hDC-SIGN
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	30835
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 59-404 von humanem CD209/DC-SIGN (NP_066978.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NNX6
Proteingewicht	4kDa/18kDa/30kDa/33kDa/35kDa/37kDa/41kDa/43kDa/45kDa
Versand	Eisbeutel