


Pe Anti-Human Cd22 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P20273

Artikelnummer: CM0004173



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes CD22 (Siglec-2) gerichtet ist und für die Durchflusszytometrie validiert wurde. Ideal für B-Zell-Immunphänotypisierung, Lymphomforschung und Studien zur B-Zell-Rezeptor-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Human CD22 mAb
Bemerkungen/Alias	SIGLEC2; SIGLEC-2
Spezies	Human
GenID (Human)	933
GenID	933
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P20273
Proteingewicht	95kDa
Versand	Eisbeutel