

Pe Anti-Mensch Cd27 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P26842

Artikelnummer: CM0006181



Einführung

PE-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper, der auf humanes CD27 abzielt – einen kostimulatorischen Immun-Checkpoint-Rezeptor auf T-Zellen, B-Zellen und NK-Zellen. Validiert für die Durchflusszytometrie zur Untersuchung der CD27-vermittelten T-Zellaktivierung und Gedächtnisbildung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	PE Kaninchen Anti-Mensch CD27 mAk
Bemerkungen/Alias	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	939
Gen-ID	939
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P26842
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Eisbeutel