

Pe-Konjugierter Monoklonaler Anti-Human-Cr2/Cd21-Antikörper Für Fc - P20023

Artikelnummer: CM0004746



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CR2/CD21, validiert für die Durchflusszytometrie. Zielmolekül ist der Komplementrezeptor Typ 2 (C3d/EBV-Rezeptor), ein B-Zell-Korezeptor und Mediator für den Viruseintritt. Ideal für die immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Anti-Human-CR2/CD21-Antikörper
Anmerkungen/Alias	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1380
Gen-ID	1380
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 21-971 des humanen CD21 (NP_001868.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P20023
Proteingewicht	110kDa/113kDa/118kDa/119kDa
Versand	Eisbeutel