

Pe-Gekoppelter Monoklonaler Anti-Met/C-Met-Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P08581

Artikelnummer: CM0010444



Einführung

Dieser PE-konjugierte monoklonale Kaninchenantikörper richtet sich gegen humanes Met/c-Met und wurde für die intrazelluläre Durchflusszytometrie (FC) validiert. Das rekombinante Immunogen (AS 25-932) gewährleistet die Spezifität und unterstützt Studien in den Bereichen Onkologie, Entwicklung und Rezeptorsignalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen-anti-humaner Met/c-Met-mAk
Bemerkungen/Alias	DA11, HGFR, AUTS9, RCCP2, c-Met, DFNB97
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4233
Gen-ID	4233
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 25-932 des humanen Met/c-Met (NP_000236.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intrazellulär)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P08581
Proteingewicht	156 kDa
Versand	Kühlakku