

Pe Anti-Maus Cd11C Mab - Q9Qxh4

Artikelnummer: CM0005831

Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Antikörper aus dem Armenischen Hamster, der auf Maus-CD11c (Integrin alpha-X) abzielt. Entwickelt für Durchflusszytometrie-Anwendungen zur Untersuchung von Entzündungsreaktionen, Monozytenadhäsion und Erythrophagozytose in Mausmodellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE anti-Maus CD11c mAb
Bemerkungen/Alias	Cr4; N418; Cd11c
Spezies	Maus
GeneID (human)	3687
GeneID	16411
Immunogen	Rekombinantes Protein von Maus-CD11c
Herkunft	Armenischer Hamster
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9QXH4
Proteingewicht	129kDa
Versand	Eistasche