

Pe Anti-Maus Cd38 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P56528

Artikelnummer: CM0008256



Einführung

PE-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus CD38, validiert für die Durchflusszytometrie. Nützlich für die Untersuchung von CD38-vermittelter Signalübertragung, Calcium-Mobilisierung und Lymphozytenaktivierung. SWISS: P56528.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Maus CD38 mAb
Bemerkungen/Alias	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1
Spezies	Maus
GeneID (human)	952
GeneID	12494
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 45-304 von Maus CD38 (NP_031672.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P56528
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eistüte