

Pe Anti-Maus Cd4 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P06332

Artikelnummer: CM0009427

Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-CD4 (L3T4, Ly-4). Validiert für Durchflusszytometrie (FC). Geeignet zur Identifizierung von T-Helferzellen in murinen immunologischen Studien, Immunprofilerstellung und Assay-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Maus CD4 mAk
Bemerkungen/Alias	L3T4; Ly-4
Spezies	Maus
GenID	12504
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 27-394 von Maus-CD4 (NP_038516.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P06332
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel