

Pe Anti-Maus Cd69 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P37217

Artikelnummer: CM0008528

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, konjugiert an PE, spezifisch für Maus CD69 (SWISS P37217). Validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Untersuchung der T-Zell-Aktivierung und der Immunzell-Homöostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Maus CD69 mAb
Bemerkungen/Alias	AIM; VEA; 5830438K24Rik
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	969
Gen-ID	12515
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 64-199 von Maus CD69 (NP_001028294.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P37217
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel