


Pe Anti-Mouse Mhc Class Ii (I-A/I-E) Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

Artikelnummer: CM0009858



Einführung

PE-konjugierter Ratten-monoklonaler Antikörper, der gegen Maus-MHC-Klasse-II-I-A/I-E-Moleküle gerichtet ist. Validiert für die Durchflusszytometrie, geeignet für Immunologie und Immuno-Onkologie. Spezifität für P18468, P06342, Q3U060, P14435.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Ratte anti-Maus MHC Klasse II (I-A/I-E) mAk
Bemerkungen/Alias	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb; IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha
Spezies	Maus
Gen-ID	14969/14961/381091/14960
Immunogen	Rekombinantes Protein der Maus-MHC-Klasse-II (I-A/I-E)
Herkunft	Ratte
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P18468/P06342/Q3U060/P14435
Proteinmasse	30kDa/32kDa/26kDa
Versand	Eisbeutel