

Pe-Konjugierter Monoklonaler Antikörper Gegen Maus-Tcr Γ/Δ Für Die Durchflusszytometrie - Tcrdelta

Artikelnummer: CM0007817

Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Antikörper vom armenischen Hamster gegen Maus-TCR γ/δ. Validiert für die Durchflusszytometrie, geeignet für die Untersuchung von γδ-T-Zellpopulationen in der immunologischen Forschung an Mäusen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	PE anti-Maus TCR γ/δ mAb
Anmerkungen / Alias	Tcrdelta; TCRGV1S1; TCRGV2S1; TCRGV3S1; TCRGV5S3
Spezies	Maus
Gen-ID	110066/110067
Immunogen	Rekombinantes Protein von Maus-TCR γ/δ
Quelle	Armenischer Hamster
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Maus
Versand	Kühlakku