


Pe Anti-Vegfr-3/Flt-4 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P35916

Artikelnummer: CM0011762



Einführung

PE-konjugierter Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes VEGFR-3/FLT-4. Rekombinantes Immunogen (aa 25-776). Validierter Nachweis in humanen Proben mittels Durchflusszytometrie. Ideal für die Lymphangiogenese- und vaskuläre Biologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Human VEGFR-3/FLT-4 mAb
Bemerkungen/Alias	PCL, CHTD7, FLT-4, FLT41, LMPH1A, LMPHM1, VEGFR3, VEGFR-3
Spezies	Human
GeneID (Human)	2324
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 25-776 von humanem VEGFR3/FLT4 (NP_002011.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P35916
Protein-Gewicht	153 kDa
Versand	Kühltasche