

Pe-Cf594 Kaninchen Anti-Mensch Bcl6 Mak - P41182

Artikelnummer: CM0009765



Einführung

Konjugierter monoklonaler Antikörper gegen humanes BCL6 für intrazelluläre Durchflusszytometrie. Erkennt BCL6, einen transkriptionalen Repressor, der für Keimzentrumsreaktionen essenziell ist, mit Anwendungen in der Immunologie und onkologischen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-CF594 Kaninchen anti-Mensch BCL6 mAk
Bemerkungen/Aliase	BCL5; LAZ3; BCL6A; ZNF51; ZBTB27
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	604
GenID	604
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 235-350 von humanem BCL6 (NP_001124317.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intrazellulär)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P41182
Proteinmasse	79 kDa
Versand	Eisbeutel