


Pe-Cf594 Kaninchen-Anti-Human/Monkey-Cd69-Mab Für Die Durchflusszytometrie - Q07108

Artikelnummer: CM0008663



Einführung

PE-CF594-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes und Affen-CD69, validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt das frühe Aktivierungsantigen auf T-Zellen, B-Zellen und NK-Zellen; 23 kDa; kreuzreagiert mit Cynomolgus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-CF594 Kaninchen-anti-Human/Monkey-CD69-mAb
Bemerkungen/Alias	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	969
GeneID	969
Immunogen	Rekombinantes Protein; rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 78-199 des humanen CD69 (NP_001772.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
SWISS	Q07108
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Kühlakku