

Pe-Cf594 Kaninchen Anti-Human/Affe Hla-Dr Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P01903

Artikelnummer: CM0009779



Einführung

PE-CF594-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen die HLA-DR-Alpha-Kette (P01903) von Mensch und Cynomolgus-Affe, optimiert für Durchflusszytometrie (FC). Ermöglicht die Detektion von MHC-Klasse-II-exprimierenden antigenpräsentierenden Zellen in der Immunologie und Onkologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-CF594 Kaninchen anti-Human/Affe HLA-DR mAk
Bemerkungen/Alias	HLA-DRA1
Spearties	Mensch
GenID (Mensch)	3122
GenID	3122
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem HLA-DR.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
SWISS	P01903
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel