

## Pe-Cf594 Kaninchen Anti-Human/Maus Pdgfra/Cd140A Monoklonaler Antikörper Für Fc - P16234

Artikelnummer: CM0005042



### Einführung

PE-CF594-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes und murines PDGFR $\alpha$ /CD140a, validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet für die Untersuchung von PDGF-Rezeptor-Signalwegen, Zellproliferation, embryonaler Entwicklung und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PE-CF594 Kaninchen anti-Human/Maus PDGFR $\alpha$ /CD140a mAb                                                                               |
| Bemerkungen/Alias | CD140A; PDGFR2; PDGFR-2                                                                                                                     |
| Spezies           | Human/Maus                                                                                                                                  |
| Gen-ID (Human)    | 5156                                                                                                                                        |
| Gen-ID            | 5156                                                                                                                                        |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 24-524 von humanem/murinem PDGFR $\alpha$ (NP_006197.1) enthält |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                                   |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                      |
| Anwendung         | FC                                                                                                                                          |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus                                                                                                                                 |
| SWISS             | P16234                                                                                                                                      |
| Proteingewicht    | 123kDa                                                                                                                                      |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                   |