

Pe-Konjugierter Anti-Maus Cd22 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P35329

Artikelnummer: CM0009149

Einführung

Dieser PE-konjugierte Kaninchen-Anti-Maus CD22 monoklonale Antikörper wurde für die Durchflusszytometrie entwickelt. Er bindet an den B-Zell-Rezeptor CD22 (Siglec-2) und ermöglicht die Identifizierung und funktionelle Analyse von B-Zellen in Mausproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Maus CD22 mAb
Bemerkungen/Alias	Lyb8; Lyb-8; A530093D23
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	933
GenID	12483
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 22-151 von Maus-CD22 (NP_033975.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P35329
Proteinmolekulargewicht	89kDa/93kDa/97kDa
Versand	Eisbeutel