

Pe Maus Anti-Human Cd11B Monoklonaler Antikörper Für Fc - P11215

Artikelnummer: CM0004505



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Maus-Antikörper, der gegen humanes CD11b (Integrin alpha-M, MAC-1) gerichtet ist, für die Durchflusszytometrie. Spezifisch für humanes CD11b, ein 127 kDa Leukozyten-Adhäsionsrezeptor, das an der angeborenen Immunität und Entzündungen beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Maus anti-Human CD11b mAk
Bemerkungen/Alias	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3684
GenID	3684
Immunogen	Ein synthetisiertes Peptid, abgeleitet von humanem CD11b
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P11215
Proteingewicht	127kDa
Versand	Eisbeutel