

## Pe-Maus-Anti-Humaner Cd11C Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P20702

Artikelnummer: CM0003993



### Einführung

PE-konjugierter Maus-monoklonaler Antikörper, der spezifisch humanes CD11c (Integrin alpha-X, ITGAX) erkennt. Validiert für die Durchflusszytometrie (FC) und kreuzreaktiv mit humanen Proben. Nützlich für die Untersuchung von Monozytenadhäsion, Chemotaxis und Erythrophagozytose.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                     |
|-------------------|------------------------------------------|
| Produktname       | PE-Maus-anti-humaner CD11c mAb           |
| Bemerkungen/Alias | CD11C; SLEB6                             |
| Spezies           | Human                                    |
| Gen-ID (Human)    | 3687                                     |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein von humanem CD11c. |
| Herkunft          | Maus                                     |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                   |
| Anwendung         | FC                                       |
| Kreuzreaktivität  | Human                                    |
| SWISS             | P20702                                   |
| Proteingewicht    | 128kDa                                   |
| Versand           | Eisbeutel                                |