

Pe-Maus Anti-Mensch Cd15/Ssea-1 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P22083

Artikelnummer: CM0012294

Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Maus-Antikörper gegen das humane CD15/SSEA-1 (FUT4)-Epitop, validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet für Forschung in der Leukozytenbiologie, Stammzellcharakterisierung und Studien zur selektinvermittelten Adhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Maus anti-Mensch CD15/SSEA-1 mAk
Bemerkungen/Alias	LeX; CD15; ELFT; FCT3A; FUTIV; SSEA-1; FUC-TIV
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2526
GenID	2526
Immunogen	Synthetisches Peptid abgeleitet von humanem CD15/SSEA-1
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P22083
Proteinmasse	59kDa
Versand	Eisbeutel