


Pe Maus Anti-Human Cd1A Monoklonaler Antikörper Für Fc - P06126

Artikelnummer: CM0005154



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Maus-Antikörper, der gegen humanes CD1a gerichtet ist, ein Molekül zur Präsentation von Lipidantigenen, validiert für Durchflusszytometrie. Ideal für die Untersuchung der NKT-Zellaktivierung und der Funktion von dendritischen Zellen bei Krebs und Infektionskrankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Maus anti-Human CD1a mAk
Bemerkungen/Alias	R4; T6; CD1; FCB6; HTA1
Spezies	Human
GenID (Human)	909
GenID	909
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisiertes Peptid, abgeleitet von humanem CD1a.
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P06126
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel