

Pe-Maus Anti-Mensch Cd3 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P07766

Artikelnummer: CM0011580



Einführung

PE-konjugierter Maus-monoklonaler Antikörper gegen die menschliche CD3-Epsilon-Kette (UniProt: P07766). Geeignet für durchflusszytometriebasierte T-Zell-Erkennung und Immunphäotypisierung. Dieses Reagenz ermöglicht die Identifizierung von T-Lymphozyten in verschiedenen Probenarten. Speziesreaktivität: Mensch.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Maus anti-Mensch CD3 mAk
Bemerkungen/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	916
GenID	916
Immunogen	Rekombinantes Protein von menschlichem CD3
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P07766
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Eisbeutel