

Pe Maus Anti-Human Cd42A Monoklonaler Antikörper Für Fc - P14770

Artikelnummer: CM0010870



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Maus-Antikörper, der gegen humanes CD42a (GPIX) gerichtet ist. Für die Durchflusszytometrie (FC) von Thrombozyten-Glykoprotein IX, einer Untereinheit des GPIb-V-IX von-Willebrand-Faktor-Rezeptors. Validiert für humane Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Maus anti-Human CD42a mAk
Bemerkungen/Alias	GPIX; CD42a
Spezies	Human
Gen-ID	2815
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem CD42a.
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS-Zugriffsnummer	P14770
Proteingewicht	19 kDa
Versand	Eisbeutel