


Pe-Maus-Anti-Human-Cd45Ro-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P08575

Artikelnummer: CM0012215



Einführung

PE-konjugierter Maus-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD45RO, eine Rezeptor-Tyrosin-Protein-Phosphatase C, die an der T-Zell-Aktivierung beteiligt ist. Validiert für Durchflusszytometrie-Anwendungen (FC), erkennt die humane CD45RO-Isoform.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Maus-Anti-Human-CD45RO-mAb
Bemerkungen/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	5788
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P08575
Proteingewicht	136kDa
Versand	Eisbeutel