

Pe-Monoklonaler Mausantikörper Gegen Humanes Cd56 Für Die Durchflusszytometrie - P13591

Artikelnummer: CM0011175



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Mausantikörper gegen humanes CD56 (NCAM1), validiert für die Durchflusszytometrie (FC). Ein zuverlässiges Werkzeug zur Untersuchung natürlicher Killerzellen, der neuronalen Adhäsion und der Mechanismen des Viruseintritts. - P13591

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-monoklonaler Mausantikörper gegen humanes CD56
Bemerkungen/Alias	CD56; NCAM; MSK39
Spezies	Mensch
Gen-ID	4684
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisiertes Peptid, abgeleitet von humanem CD56
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P13591
Proteingewicht	40 kDa/73 kDa/80 kDa/83 kDa/93 kDa/95 kDa
Versand	Eisbeutel